


## Motic GM-171-B Gemmologisches Binokular ZOOM Stereo Dunkelfeld Mikroskop



MOTIC GM 161B Gemmologisches Binokular Mikroskop



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 50x Einblickwinkel variabel

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

2350,00 €

Verkaufspreis 2350,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

**Durch seinen modularen Aufbau ermöglicht es größtmögliche Flexibilität in der Wahl Ihres optischen Systems. Das Binokular Mikroskop GM171-B ist mit einem Zoomobjektiv mit einem ein Zoomverhältnis von 6,7:1 und mit einem speziellen Stativ für Diamant- und Edelsteinuntersuchungen ausgestattet. Dank der Parfokalität des Systems, sind Vergrößerungswechsel möglich, ohne erneute Fokussierung.**

Technische Daten Mikroskop:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Binokulartubus 360° drehbar
- 45° Einblickwinkel
- Weitfeld Okulare N-WF10X/23mm
- Zoomfaktor 6,7:1
- Arbeitsabstand 110 mm
- Vergrößerungsbereich 7,5X - 50X

Technische Daten Dunkelfeldstativ:

- schwenkbare Spezial-Grundplatte für Anwendungen in der Gemmologie
- Schwenkbereich 0°-45°
- Grundplatte 360° drehbar
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare Halogen Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung 6V/30W
- Schwanenhals-Lichtleiter 7W für Auflichtbeleuchtung
- Netzteil 220V-240V, VDE-Stecker (CE)
- Spezieller Edelstein-Halter (Draht)
- Staubschutzhülle

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}