

## Motic SMZ-171 BP Binokular ZOOM Stereo Mikroskop



M-SMZ171-BP



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 50x mit Auflichtstativ (ohne Beleuchtung)

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

998,00 €

Verkaufspreis 998,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

### DETAILS

{tab=Beschreibung}

**Mit seiner hervorragenden optischen Leistung liefert das SMZ 171 verzerrungsfreie 3-D-Bilder für anspruchsvolle Anforderungen in Routine und Forschung, bei biologischen und medizinischen Präparationen und industrieller Qualitätskontrolle und Inspektion.**

Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare N-WF10X/23mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Tuben (+/- 5°)
- Zoomfaktor 6.7:1, Arbeitsabstand 110mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 50X \*
- Augenabstand von 48 bis 75mm einstellbar
- Achromat- Optik mit Anti-Pilzbehandlung
- Auflichtstativ mit breiter Grundplatte (ohne Beleuchtung) \*\*
- Grobtrieb, einstellbar
- 5-Klick-Stopps
- Tischeinsatz schwarz/weiß, Staubschutzhülle

**Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.**

**\*\* Bitte beachten Sie, dass dieser Stativtyp ohne Beleuchtung geliefert wird. Wir empfehlen ein LED Ringlicht oder eine LED-Schwanenhalsleuchte mitzubestellen (siehe unten).**

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}