

KERN OZL 463 LED Binokular ZOOM Stereo Mikroskop



OZL 465 Binokular LED Mikroskop

stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 45x mit LED Auf- & Durchlichtstativ

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

559,00 €

Verkaufspreis 559,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Die Mikroskope der OZL-46 Serie mit Säulenstativ bieten Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme zu integrieren.

Technische Daten:

- Prismenkopf mit bequemem 45° Schrägeinblick
- Optisches System: Greenough
- großes Sehfeld, absolut farbtreu
- Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
- 7x -45fache Vergrößerung
- 10x HWF Weitfeldokulare, (Ø20mm) mit Dioptrieausgleich (beidseitig)
- Sehfeld von 28,6-4,4mm
- Augenabstand: 55-75mm
- Arbeitsabstand: 105mm
- Durchlichtstativ (OZB-S)
- getrennt regelbare LED-Beleuchtung für Durch- und Auflicht (jeweils 3W)
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)

Mit optionalen Vorsatzlinsen und Okularen sind Vergrößerungen zwischen 3,5x und 225x möglich (Vorsatzlinsen bitte separat bestellen)

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}