

KERN PBJ-620-3M Hydrostatische Waage incl. Dichte-Set



Kern PBJ-620-3M-PBS-A04



Laborwaage bis 3100 Carat (620g), Ablesung 0,001g incl. Dichteset (eichfähig Klasse 1)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

3838,00 €

Verkaufspreis 3838,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Kern - Multifunktions-Präzisionswaage mit Dichte-Set, Single-Cell-Wägesystem und Eichzulassung [M]

- Ablesegenauigkeit 0,001g
- max. Wägebereich: 620g
- großes hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 14mm
- ct -> gr per Tastendruck umschaltbare Wägeeinheiten
- Zuwiegefunktion
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Identif. kationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar
- Interne Justierautomatik CAL bei Temperaturänderungen > 3°C oder zeitgesteuert alle 3 Stunden
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage

- eckiger Wägeteller aus Edelstahl (Abmessungen 108x105 mm)
- robustes Metallgehäuse
- incl. transparenter Windschutz serienmäßig (Wägeraum 180x193x87 mm)
- eichfähig - Eichklass 1 (gleich bei der Bestellung beantragen Pos. siehe unten)
- Netzbetrieb 230V

- incl. Set zur Bestimmung der Dichte von Festkörpern

Optionale Eichung im Werk nach PLZ (Best. Nr. 965-216)

*Nach der EU-Richtlinie 2009/23/EG sind geeichte Präzisionswaagen vorgeschrieben für: Analysen im medizinischen u. pharmazeutischen Labor, im geschäftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird ([Handel mit Waren die nach Gewicht verkauft werden bspw. Abwiegung von Gold / Edelsteine](#)), zu amtlichen Zwecken und bei der Herstellung von Fertigpackungen.

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}