## KERN PCB-1000-2 Gramm- & Karatwaage



KERN PCB-1000-2 Gramm- & Karatwaage pcb\_1000-2\_c\_gr.jpg

bis 5.000ct (1 kg) / Ablesung 0,1ct (0,01g)

Bewertung: Noch nicht bewertet **Einzelpreis** 339,00 €

Verkaufspreis 339,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller<u>Kern</u>

**DETAILS** 

{tab=Beschreibung}

## PCB Serie von Kern - Die Präzisions-Lösung für kluge Rechner

- Wägebereich: 5000 ct / 1000 g
- Frei programierbare Wägeeinheit: von g in ct
- Rezepturfunktion
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Justierprogramm CAL( durch externes Prüfgewicht, option. Zubehör)
- Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Wägeplatte aus Edelstahl, Abmessugen: BxTxH: 130x130 mm
- Fußschrauben und Dosenlibelle zum Nivellieren
- Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Batteribetrieb möglich, Akkubetrieb intern nachrüstbar (mit Auto Off Funktion)
- Netzbetrieb 230V

{tab=Datenblatt}	
{tab=Vergleich}	
{/tabs}	