

## KERN PCB-200-3 Gramm- & Karatwaage



KERN Kompakt-Laborwaage PCB 200-3 - 200g / 1000ct



bis 200g (1000ct) / Ablesegenauigkeit 0,001g (0,01ct)

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

335,00 €

Verkaufspreis 335,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

### DETAILS

{tab=Beschreibung}

### PCB Serie von Kern - Die Präzisions-Lösung für kluge Rechner - Industrie 4.0

- runde Wägeplatte (82 mm) (Kunststoff, ableitfähig lackiert)
- Wägebereich: 200 g (1000 ct)
- Frei programmierbare Wä geeinheit zB. g ct g/m, g/m<sup>2</sup>
- Rezepturfunktion und Pre Tare Funktion
- Justierprogramm CAL( durch externes Prüfgewicht, option. Zubehör)
- Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Maße (BxTxH): 163x245x65 mm
- mit ringförmigem Windschutz (Kunststoff)
- exaktes Nivellieren durch Libelle und Fußschrauben
- Netzbetrieb 100 V - 240 V AC, 50 /60 Hz
  
- **Industrie 4.0:** Der integrierte KERN Universal Port KUP erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet (siehe Datenblatt)
- optional: intern. AKKU-Betrieb, Betriebsdauer ca. 48h

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}