

KERN PCB-300-2 Gramm- & Karatwaage



KERN PCB-300-2 Präzisionswaage Karatwaage



bis 1500ct (300g) / Ablesung 0,1ct / (0,01g)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

279,00 €

Verkaufspreis 279,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

PCB Serie von Kern - Die wirtschaftliche Lösung für kluge Rechner - Industrie 4.0

- runde Wägeplatte (105 mm) aus Edelstahl
 - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
 - Wägebereich: 300 g (1500 ct)
 - Frei programmierbare Wägeeinheit zB. g ct g/m g/m² + divers.
 - Rezepturfunktion
 - Justierprogramm CAL (durch externes Prüfgewicht, option. Zubehör)
 - Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
 - Maße: BxTxH: 163x245x65 mm
 - Fußschrauben und Dosenlibelle zum Nivellieren
 - Netzbetrieb 110V - 240V AC: 50/60 Hz
-
- **Industrie 4.0:** Der integrierte KERN Universal Port KUP erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet (siehe Datenblatt)
 - optional: intern. AKKU-Betrieb, Betriebsdauer ca. 48h

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}