

KERN PFB-120-3 Gramm- & Karatwaage



KERN PFB-120-3 Gramm- & Karatwaage pfb_120-3_c_gr.jpg



bis 120g (600ct) / Ablesegenauigkeit 0,001g (0,01ct)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

379,00 €

Verkaufspreis 379,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

- runde Wägeplatte (80 mm) aus Edelstahl
- Wägebereich: 600ct 120 g
- Wägeeinheiten: ct, g, t, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, N, oz, tl (Cn), bat, dot
- Justierprogramm CAL, extern, durch Justiergewicht (optionales Zubehör)
- alle Hauptfunktionen als eigene Tasten auf dem Bedienfeld (%-Bestimmung / Stück)
- Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Maße, ohne Windschutz (BxTxH): 200x257x87 mm
- exaktes Nivellieren über Fußschrauben u. Libelle
- Kunststoff-Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipetieren
- Netzbetrieb 230V
- mit intern. AKKU-Betrieb, Betriebsdauer ca. 48h

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}