

KERN PFB-1200-2 Gramm- & Karatwaage



KERN PFB-1200-2 Gramm- & Karatwaage pfb_1200-2_c_gr.jpg



bis 1,2 kg (6.000ct) / Ablesung 0,01g (0,1ct) incl. Windschutz

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

309,00 €

Verkaufspreis 319,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

- runde Wägeplatte (120 mm) aus Edelstahl
- Wägebereich: 1200 g (6000 ct)
- Justierprogramm CAL, extern, durch Justiergewicht (optionales Zubehör)
- Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Maße, ohne Windschutz: BxTxH: 200x257x87 mm
- Fußschrauben und Dosenlibelle zum Nivellieren
- Kunststoff-Windschutz mit abnehmbarem Deckel. Öffnung zum Pipetieren
- Netzbetrieb 230V
- mit intern. AKKU-Betrieb, Betriebsdauer ca. 48h

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}

//