

## KERN PFB-200-3 Gramm- & Karatwaage



KERN PFB-200-3 Gramm- & Karatwaage pfb\_200-3\_c\_gr.jpg



bis 200g (1000ct) / Ablesung 0,001g (0,01ct)

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

395,00 €

Verkaufspreis 395,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

### DETAILS

{tab=Beschreibung}

### Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

#### Modell-Ausstattung:

- runde Wägeplatte (120 mm) aus Edelstahl
- Wägebereich: 1000 ct 200 g
- Wägeeinheiten: ct, g, t, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, N, oz, tl (Cn), bat, dot
- Justierprogramm CAL, extern, durch Justiergewicht (optionales Zubehör)
- Hauptfunktionen als eigene Tasten auf Bedienfeld (%-Bestimmung / Stück)
- Hinterleuchtetes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Maße, ohne Windschutz: BxTxH: 200x257x87 mm
- exaktes Nivellieren über Fußschrauben u. Libelle
- Kunststoff-Windschutz&nbsp;mit abnehmbarem Deckel und öffnung zum Pipetieren
- Netzbetrieb 230V
- mit intern. AKKU-Betrieb, Betriebsdauer ca. 48h

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}

