

## Modul für Durchlicht - 5000°K für BA-210 Elite-Serie



LED Modul K5000° für BA-310 Serie



- ohne Aufpreis -

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

Verkaufspreis 33,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

### DETAILS

#### LED Modul für Durchlicht - unsere Kaufempfehlung

- LED Modul 6V/3W 5000°K +/-300°K Farbtemperatur
- von Halogen auf LED-Umrüsten in einfachen Arbeitsschritten

**Passend für BA-210 Phasenkontrast Motic BA 210 TE-PH (Elite-Serie) /Phasenkontrast Motic BA 210 BE-PH (Elite-Serie)  
auf Anfrage auch für die BA-210 Elite Serie / BA-210 Elite LITE (ohne 100x) Serie**

//