

Motic SMZ-160 BLED-Gem Binokular ZOOM Stereo Dunkelfeld Mikroskop



MOTIC SMZ 160 BLED GEM



Vergrößerungsbereich: 7,5x - 45x incl. Dunkelfeld mit Irisblende

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

949,00 €

Verkaufspreis 949,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}



Ein Bestseller der erfolgreichen SMZ-Serie, das speziell für gemmologische und materialkundliche Anwendungen konzipiert wurde.

Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ

- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare WF10X/20mm
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 100mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X
- R2LED: kompaktes Auf- & Durchlicht-Stativ
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare LED Auf-& Durchlichtbeleuchtung 3W
- **Dunkelfeldaufsatz mit Irisblende**
- **abnehmbare Edelsteinklemme (Pinzette)**
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Staubschutzhülle

Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}