

Motic SMZ-160 BP Binokular ZOOM Stereo Mikroskop



Binokular Stereozoom Mikroskop SZM160 BP

stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 45x **Auflichtstativ (ohne Beleuchtung)**

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

649,00 €

Verkaufspreis 649,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}



Das SMZ 160 ist das Robuste in der leistungsstarken SMZ -Serie: Mikroskop-Kopf und sämtliche Bauteile sind aus Metall angefertigt.

Neue Materialien und optimierte LED-Beleuchtungsoptionen wurden dieser Serie hinzugefügt, um eine vielseitige Stereomikroskop-Plattform für einen weiten Bereich der biologischen und materialkundlichen Anwendungen zu gestalten.

Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Weitfeld Okulare WF10X/20mm
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 100mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X
- Auflichtstativ (ohne Beleuchtung)
- Grobtrieb, einstellbar
- Stativ, Kopf und Kopfhalter in Metallausführung
- ESD compatible Objektive und Stative
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Staubschutzhülle

Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.

Bitte beachten Sie, dass für den Anschluss einer Spiegelreflexkamera (DSR) oder USB-Kamera ein Adapter benötigt wird (siehe unten).

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{tab=Vergleich}

{/tabs}