

## Motic SMZ-160 BLED Binokular ZOOM Stereo Mikroskop



Stereozoom Binokular Mikroskop SZM 160 BLED



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 45x

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

809,00 €

Verkaufspreis 809,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

### DETAILS

{tab=Beschreibung}



**Das SMZ 160 ist das Robuste in der leistungsstarken SMZ -Serie: Mikroskop-Kopf und sämtliche Bauteile sind aus Metall angefertigt.**

**Neue Materialien und optimierte LED-Beleuchtungsoptionen wurden dieser Serie hinzugefügt, um eine vielseitige Stereomikroskop-Plattform für einen weiten Bereich der biologischen und materialkundlichen Anwendungen zu gestalten.**

### Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Weitfeld Okulare WF10X/20mm
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 100mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X
- R2LED: kompaktes Auf- & Durchlicht-Stativ

- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare LED Auf- & Durchlichtbeleuchtung 3W
- Stativ, Kopf und Kopfhalter in Metallausführung
- ESD compatible Objektive und Stative
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Staubschutzhülle

**Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.**

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{tab=Vergleich}

{/tabs}