

Motic SMZ-171 BLED Binokular ZOOM Stereo Mikroskop



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 50x mit LED Auf- & Durchlichtstativ

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

1269,00 €

Verkaufspreis 1269,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}



Mit seiner beachtlichen optischen Leistung liefert das SMZ 171 verzerrungsfreie 3-D-Bilder für anspruchsvolle Anforderungen in Routine und Forschung, bei biologischen und medizinischen Präparationen und industrieller Qualitätskontrolle und Inspektion.

Technische Daten:

- Prismenkopf mit ergonomischem 45° Schrägeinblick
- Zoombereich: 7,5x - 50x (1 : 6,7), 7,5 bis 50fache Vergrößerung **
- 10x Weitfeldokulare (23 mm) mit Dioptrieausgleich (+/- 5°)
- Augenabstand von 48 bis 75mm einstellbar
- Arbeitsabstand: 110 mm (max. 301 mm)
- 5-Klick-Stopps
- regelbare, sehr helle LED Beleuchtung (je 3 Watt) für Auflicht und Durchlicht

- Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (Schräg-Beleuchtung)
- Stativausführung: Pole Stand (LED-Durchlichtstativ)
- Umschalter zur Einkopplung eines flexiblen Lichtleiters
- Achromat- Optik mit Anti-Pilzbehandlung

**** Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.**

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}