

Photo-Adapter f. Motic SMZ -161,-171/ GM/ BA/ Panthera (4x Optik)



Photo-Adapter incl. 4x Okular Optic SMZ171 SMZ161 Panthera C BA-Serie GM

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

278,00 €

Verkaufspreis 278,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

Photoadapter zur Verbindung von Motic Mikroskopen der SMZ- 171, GM 171, Panthera und BA-Serien am Trinokular-Tubus, incl. Photolinse 4X zum Anschluss mit T2-Adaptern an analoger und digitaler (DSLR) Spiegelreflexkameras.

Passend für folgende Trinokular-Mikroskope:
SMZ 171 u. GM 171
Panthera - Serie
BA - Serie