

Strichtafel



Strichtafel_gr.jpg



zur Bestimmung der Strichfarbe von Mineralien

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

1,15 €

Verkaufspreis 1,15 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Spectra](#)

DETAILS

Handliche Porzellan-Strichtafel aus bestem Hartporzellan zum Feststellen des Striches (Pulverfarbe) eines Minerals

Technische Daten:

- Maße: 50 x 50 x 3 mm
- Farbe: weiß



Anwendungsbeispiel