

HDMI Mikroskop Kamera KERN ODC 852



mikroskopkamera-kern-odc-852-hdmi



Bildübertragung via HDMI, auch ohne PC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

1049,00 €

Verkaufspreis 1049,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

Die ODC-852 HDMI-Mikroskopkamera ist speziell für die direkte HDMI-Verbindung zu Ihrem HDMI-fähigen Wiedergabegerät entwickelt worden. Die Bilder können auf die mitgelieferte SD-Karte oder auf den PC/Laptop gespeichert werden.

Als Alternative steht Ihnen zusätzlich ein USB 2.0 Anschluss zum Anbinden eines Laptops oder PCs über die USB Schnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten:

- aufsetzbare HDMI C-Mount Kamera
- AUTOFOCUS-Funktion
- Sensor: Sony CMOS
- Auflösung: 5.1 MP
- 1/1.8" CMOS Sensor
- 25 - 60 fps
- Anschluss auch über USB 3.0 Schnittstelle möglich (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Speicherung auf SD Karte möglich (SD-Karte im Lieferumfang enthalten)
- Datenübertragung per W-LAN Modul
- Stromversorgung über eine externe 12-V-Stromeinheit
- Kamerasoftware VIS PRO

Lieferumfang:

- Digitale 5.1 Megapixel HDMI-Mikroskop Kamera
- USB Kabel

- HDMI Kabel
- W-Lan Adapter
- USB Maus
- SD Karte (16 GB)
- Software CD

unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Android iOS